

Инструкция по эксплуатации QUATTROMED II (Кваттромед 2)

Благодарим Вас за покупку массажного аппарата Кваттромед 2. Перед началом использования кресла обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Требования по безопасности:

Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем начать использовать массажное кресло. Если одно из ниже перечисленных утверждений соответствует вам, проконсультируйтесь с врачом.

- Остеопороз;
 - Беременность;
 - Заболевания сердца;
 - Проходите курс лечения;
 - Онкологические заболевания;
 - Отсутствие чувствительности;
 - Имеете какие-либо физические недостатки;
- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание травм не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно, не разбирайте кресло, не прикасайтесь к открытым движущимся массажным механизмам.
 - При попытке самостоятельного ремонта гарантия на кресло не распространяется.
 - Если при использовании кресла у Вас появились болевые ощущения, обратитесь к врачу.
 - Во избежание поражения электрическим током или других травм, не допускайте безнадзорное использование кресла детьми.
 - Не используйте кресло в условиях высокой влажности и температуры.
 - Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена поврежденных штекеров и кабелей производится сотрудником сервисной службы или квалифицированным специалистом.
 - Не тащите кресло по полу, избегайте скручивания деталей и сильных толчков.
 - Не кладите тяжелые предметы на кресло.
 - При длительном перерыве в эксплуатации отключите кресло от электропитания для предотвращения пожара в результате короткого замыкания.
 - Избегайте касания штекера мокрыми руками.
 - Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после приема пищи. Это может вызвать тошноту и неприятные ощущения.
 - Во избежание чрезмерной стимуляции мышечной и нервной систем время одного сеанса массажа не должно превышать 30 минут.

Медицинские показания:

Если Вам не противопоказан обычный массаж, Вы, без сомнения, можете пользоваться массажным креслом. Интенсивность массажа повышается, если кресло приведено в горизонтальное положение. Рекомендуется начинать сеанс в положении сидя. Массаж должен доставлять приятные ощущения.

Противопоказания:

Чрезмерный массаж может нанести вред Вашему здоровью.

Массаж не рекомендуется беременным женщинам и детям дошкольного возраста.

При проблемах с позвоночником и после оперативных вмешательств массаж может быть опасен. При любых сомнениях обратитесь к вашему лечащему врачу.

Области применения

Помогает снять напряжение и усталость с мышц спинной группы.

Помогает расслабить мускулатуру после физической активности или занятий спортом.

Так же снимает напряжение и усталость с плеч и поясницы.

QUATTROMED II



Уход

Вы приобрели высокотехнический аппарат из материалов, требующих надлежащего ухода. Не допускайте попадания воды и прямых солнечных лучей на кресло. Регулярно проводите чистку покрывного материала. При надлежащем уходе кресло прослужит Вам долго.

Технические характеристики

Напряжение: AC 230 В. 50 Гц.

Мощность 25 Вт

Длительность сеанса 15 минут

Размеры спинки 72 x 42 см

Размеры сидения 41,5 x 41 см

Функции и описание

Аппарат квадромед 2 имеет два массажных режима - роликовый и шиацу. Вам остаётся только выбрать, каким видом массажа вам хочется насладиться. участок массажа тоже выбирается вами: вся спина, верхняя часть спины или нижняя часть спины. Сидение обеспечит вас вибромассажем, что поможет вам лучше расслабиться. С аппаратом квадромед 2 ваш персональный массаж всегда с вами. Аппарат так же рекомендуется брать с собой в путешествия.

Пульт управления

